



ЗАДНЯЯ ФИКСАЦИЯ ПОЗВОНКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЫГИВАЮЩИХ СКОБ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ



Шейный отдел позвоночника


Артикул	H-5.1.1.A	H-5.1.1.B.1	H-5.1.1.B.2	H-5.1.2.A	H-5.1.2.B.1	H-5.1.2.B.2	H-5.1.3.A	H-5.1.3.B.1	H-5.1.3.B.2
Длина (L)	35 мм			45 мм			55 мм		

Грудной и поясничный отдел позвоночника


Артикул	H-5.2.1.A	H-5.2.1.B.1	H-5.2.1.B.2	H-5.2.2.A	H-5.2.2.B.1	H-5.2.2.B.2	H-5.2.3.A	H-5.2.3.B.1	H-5.2.3.B.2
Длина (L)	60 мм			75 мм			90 мм		

При выборе скобы должно соблюдаться условие:
 $L_f > L$ на 20-50%

L_f - расстояние между точками фиксации на дужках (остистых отростках);
 L - расстояние между захватам динамической скобы в недеформированном состоянии.





Этапы установки



Варианты фиксации

Клинические примеры



СПОНДИЛОДЕЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОРИСТЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Показания к применению: деструкция межпозвоночных дисков, их травматическое разрушение при сохранении взаимоотношений между позвонками близкими к анатомической норме.

Решаемые задачи: замещение поврежденного межпозвоночного диска, устранение патологической подвижности.


имплантат пористый плоский для замещения межпозвоночного диска




Артикул	H-7.1.1	H-7.1.2	H-7.1.3	H-7.2.1	H-7.2.2	H-7.2.3
Глубина (L1)	10 мм	12 мм	12 мм	24 мм	24 мм	24 мм
Ширина (L2)	12 мм	14 мм	14 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Высота (H1xH2)	5x7 мм	5x7 мм	7x9 мм	9x11 мм	11x13 мм	13x15 мм



Схема установки



Клинические примеры



Регистрационное удостоверение

Декларация соответствия (имплантаты)

Декларация соответствия (инструменты для установки)

«Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы» (ООО «МИЦ СПФ») (производство и реализация)

654034, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пер. Шестакова, д.14
Тел./факс: +7 (3843) 37-73-84, 37-73-53
• mednitinol.ru
e-mail: imtamed@mail.ru

Эксклюзивные представители:

в Респ. Казахстан
ТОО «Аргус-Фарм»
г. Караганда, ул.Кривогуза, д.39
Тел.: 8 (7212) 505-775; 505-885; 505-995
argusfarm@mail.ru

